

## **Informationen zur Software-Version v2.0.37**

### **Änderungen gegenüber v2.0.35**

- **Plug and Play von USB Kameras bei laufendem Sidexis möglich**

Eine USB-Kamera - wie z.B. die SiroCam UAF Plus - kann bei bereits gestartetem Sidexis gesteckt und direkt verwendet werden, wenn sie die zuletzt konfigurierte Kamera war.

- **Produktverbesserungen**

Diese Version der Video Plugins behebt verschiedene Fehler.

### Hinweise zur Kompatibilität und Versionshistorie

Version	Inhalte / Update-Motivation (Änderungen zur Vorgängerversion)	Doku.- Ä.-Nr.	BHE-Firmware
v2.0.37	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug and Play von USB Kameras bei laufendem Sidexis möglich</li> <li>• Produktverbesserungen</li> </ul>	130237	TENEO v8.x, 7.x, SINIUS v2.x, v1.x INTEGO v2.x, v1.x
v2.0.35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatibel mit Sidexis 4 v4.3 und 4.2</li> </ul>		TENEO v8.x, 7.x, SINIUS v2.x, v1.x INTEGO v2.x, v1.x
v2.0.32	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatibel mit Sidexis 4 v4.2</li> <li>• Keine Unterstützung mehr für SIVISION 3</li> <li>• Neues Design</li> <li>• Bilder speichern ohne angemeldeten Patienten</li> </ul>	123815	TENEO v8.x, 7.x, SINIUS v2.x, v1.x INTEGO v2.x, v1.x

### Technische Dokumentation

Anwenderhandbuch Video Plugin Deutsch (64 92 610 D3509)  
 Anwenderhandbuch Video Plugin Englisch (64 93 204 D3509)  
 Anwenderhandbuch Video Plugin Französisch (65 57 420 D3509)  
 Anwenderhandbuch Video Plugin Spanisch (65 57 438 D3509)  
 Anwenderhandbuch Video Plugin Italienisch (65 57 446 D3509)